

Mobiles Aufnahmegerät Easy Moving Plus B (Gebrauchtgerät)

Kurzbeschreibung

Charakteristisch für das Easy Moving sind der optimale Aktionsbereich und die extreme Beweglichkeit. Netzunabhängig durch Akkubetrieb.



Technische Daten

Netzversorgung

Spannung 200- 240V \pm 10%, einphasig, 50/60Hz

Akkubetrieb

Bis zu 200 Aufnahmen im Speicherbetrieb, separater Akku für Fahrbetrieb

Generator

Multipulshochfrequenzgenerator

Strahler

Brennfleckennenngröße 0,6 / 1,2 max 30 kW

Mechanische Abmessungen

LxBxH 115 x 67 x 198 (cm) (Strahler in Parkstellung)

Röhrenstellung max/min horizontal: ca. 1980mm / 550 mm

Output

30 kW bei 102 kV 100 ms, 125 kV (max.)

Belichtungszeit

Kürzest 1,0 ms, max. 10 s

KV-Bereich

40 - 125 kV in 1kV Schritten (0,1 – 500mAs)

Gewicht

Ca. 541 kg

Baujahr 2012**Lieferumfang**

Easy Moving Plus B inkl. DFP-Messkammer Vacutec

Lieferbedingungen

EXW ab Kiel

Preis

9.999,00 Euro zzgl. MwSt. inkl. gebrauchtem Akku-Satz

Hinweise

Verkauf in funktionsfähigem Zustand, aber ohne Garantie und Gewährleistung. Das Gerät kann mit neuen Akkus geliefert werden. Wir empfehlen einen neuen Akku-Satz, Preis 5.540,00€, zzgl. MwSt.

Gerät und Zubehör sind im guten Zustand. Das Gerät kann auf Anfrage und Termin geprüft werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hugo Rost & Co. GmbH, einsehbar unter www.hugo-rost.de/agb, sofern nicht im Kaufvertrag abweichend vereinbart.

Technische Abnahme in D-24145 Kiel bei Hugo Rost & Co. GmbH

Anbieter

Hugo Rost & Co. GmbH, Bunsenstraße 3, D-24145 Kiel, Telefon: 0431/ 54 11 66, Telefax: 0431/ 54 47 34
Handelsregister Amtsgericht Kiel HRB 3202, USt.-Id.-Nr. DE 134 895 989
Geschäftsführer Thomas Dönges

**Hugo Rost & Co. GmbH**

Bunsenstraße 3

D-24145 Kiel

Telefon: + 49 431 541166

Telefax: + 49 431 544734

E-Mail: info@hugo-rost.de

www.hugo-rost.de